

SANIDART

DESINFECTANT UNIVERSEL RAPIDE

Approuvé par le Ministère de la Santé Italien N° 20454



CARACTERISTIQUES GENERALES

SANIDART est un désinfectant nettoyant rapide sans rinçage pour la désinfection, nettoyage, détachage et dépoussiérage des surfaces dans les collectivités ou en milieu sanitaire, tel que les écoles, maisons de retraite, hôpitaux, cliniques, laboratoires, cabinets, ainsi que pour désinfecter et nettoyer les surfaces des salles blanches et grises. Contient Chlorexidine et Quaternaires dans une solution hydroalcoolique pour une action désinfectante rapide. Est utilisé pour la désinfection et le nettoyage de surfaces lavables dans les chambres d'hôpital et dans les chambres de service.

MODE D'EMPLOI

Vaporiser le produit sur la surface à nettoyer, laisser agir 5 minutes pour une action bactéricide et 15 minutes pour une action lévuricide comme prévu par les normes: UNI-EN 1276:2009 / EC1:2011; UNI-EN 13697:2015; UNI-EN 1650:2013.

Nettoyer avec papier ou chiffon, mieux en microfibre Extraklin.

CARACTERISTIQUES MICROBIOLOGIQUES

SANIDART est actif sur gram négatif, gram positif, Pseudomonas et Candida Albicans. N'est pas actif sur les spores.

SANIDART est conforme aux tests:

UNI-EN 1276:2009/EC1:2011	Activité bactéricide suspendue
UNI-EN 13697:2015	Activité bactéricide de surface
UNI-EN 1650:2013	Activité bactéricide suspendue
UNI-EN 13697:2015	Activité bactéricide de surface

- Utiliser le produit pur sur les surfaces avec 5 minutes de contact:

-Efficace sur	Escherichia coli
	Staphylococcus aureus
	Pseudomonas aeruginosa
	Enterococcus hirae

- Utiliser le produit pur sur les surfaces avec 5 minutes de contact:

- Efficace sur	Candida Albicans
----------------	------------------



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

☎ ++39 (0) 143 80494
✉ info@kemikaspa.com

☎ ++39 (0) 143 823068
🌐 www.kemikaspa.com

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	liquide transparent eau verte
pH	7.2 ± 0.3
Poids spécifique	0.958 g/ml
Contenu en substance active	32%

SANIDART Composition Chimique: 100 g de SANIDART contiennent:

- Benzalconio Cloruro	: 0.5 g
- Clorexidine Digluconato	: 0.2 g
- Tensioactifs non ioniques	: 1.5 g
- Alcools, parfum, couleur	: 30.1 g
- Eau	: jusqu'à 100 g

Le produit contient des tensioactifs avec une biodégradabilité primaire minimale de 90% et une biodégradation aérobie complète conforme au Reg. (CE) n. 648/2004

ATTENTION

Ne pas réutiliser le contenant après utilisation. Conserver dans un endroit frais.

Etiquetage Attention



Flammable liquid and vapour. Causes serious eye irritation. Peut provoquer somnolence ou vertiges.

L'effet de la somnolence et des vertiges peut se manifester par une inhalation prolongée et répétée du produit pur utilisé dans des environnements non ventilés.



Le produit est sujet à la Normative ADR: **UN 1993 Classe 3 GI III.**

Lire attentivement les fiches des données de sécurité avant l'usage

Valable 2 ans à température ambiante